Niveau: 1ères CDE

Discipline:

PHYSIQUE-CHIMIE

CÔTE D'IVOIRE - ÉCOLE NUMÉRIQUE



THÈME: OXYDORÉDUCTION

TITRE DE LA LEÇON: COUPLES OXYDANTS/RÉDUCTEURS EN SOLUTION AQUEUSE. DOSAGE.

I. SITUATION D'APPRENTISSAGE

Les élèves de la 1^{ère} C du Lycée Moderne de Grand-Lahou ont découvert dans une revue scientifique, que l'alcooltest qui permet aux forces de l'ordre de vérifier l'état d'ivresse d'un automobiliste, consiste en une réaction d'oxydoréduction entre l'éthanol et l'ion dichromate (Cr₂O₇²⁻).


Afin de vérifier cette information, ils décident sous la conduite de leur Professeur, de prévoir les réactions possibles à partir des potentiels normaux, de réaliser des dosages puis d'exploiter l'équation-bilan d'une réaction de dosage.

II. CONTENU DE LA LECON

1. Etude de quelques couples

1.1. Réaction entre les couples Fe³⁺/Fe²⁺ et MnO₄ -/Mn²⁺

1.1.1. Expérience et observations



1.1.2. <u>Interprétation</u>

- Les ions Fe²⁺ de couleur verte se sont transformés en ions Fe³⁺qui donnent en présence de la soude, de l'hydroxyde de fer III de couleur jaune orangé.

Les ions Fe²⁺ se transforment en ions Fe³⁺ en libérant un électron chacun, selon la demiéquation électronique :

$$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^{-}$$

Fe²⁺ est donc un réducteur, Fe³⁺ est un oxydant et ils forment le couple oxydant/réducteur ou couple redox Fe³⁺/Fe²⁺. C'est une réaction d'oxydation.

- Les ions permanganate MnO₄ se transforment en ions Mn²⁺(incolore) en milieu acide en captant des électrons selon la demi-équation électronique :

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O_4$$

 $MnO_4^- + 8H^+ + 5 e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4 H_2 O$ MnO_4^- est donc un oxydant, Mn^{2+} est un réducteur et ils forment le couple redox MnO₄/Mn²⁺. C'est une réaction de réduction.


- Cette réaction est donc une réaction d'oxydoréduction et son équation-bilan s'écrit :

$$\begin{array}{c} 5\times (& \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + e^{-} \) \\ \underline{ & \text{MnO}_{4}^{-} + 8\text{H}^{+} + 5\,e^{-} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\,\text{H}_{2}\text{O}} \\ \hline 5\,\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_{4}^{-} + 8\text{H}^{+} \rightarrow & 5\,\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + 4\,\text{H}_{2}\text{O} \\ \Rightarrow & 5\,\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_{4}^{-} + 8\text{H}_{3}\text{O}^{+} \rightarrow & 5\,\text{Fe}^{3+} + \text{Mn}^{2+} + 12\,\text{H}_{2}\text{O} \end{array}$$

1.1.3. Conclusion


La réaction entre les ions MnO_4^- et les ions Fe^{2+} est une réaction d'oxydoréduction. L'oxydant est MnO_4^- et le réducteur est Fe^{2+} .

Les potentiels normaux des couples sont $E^{\circ}(MnO_4^-/Mn^{2+}) = 1,52V$ et $E^{\circ}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,66V$. Cette réaction était donc prévisible selon la règle de gamma :



1.2. Réaction entre les couples CH_3COOH/CH_3CH_2OH et $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$

1.2.1. Expérience et observations



1.2.2. Interprétation

- Les ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ disparaissent de la solution et il y a la formation des ions chrome Cr^{3+} dans le mélange.

Les ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ se transforment donc en ions Cr^{3+} en solution acide, en captant des électrons selon la demi-équation électronique :

$$\mathrm{Cr_2}\mathrm{O_7^{2-}} + 14~\mathrm{H^+} + 6~e^- \longrightarrow 2~\mathrm{Cr^{3+}} + 7~\mathrm{H_2}\mathrm{O}$$

 $Cr_2O_7^{2-}$ est un oxydant, Cr^{3+} est un réducteur et ils forment le couple redox $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$. C'est une réaction de réduction.

- Les électrons captés par les ions $Cr_2O_7^{2-}$ en milieu aqueux sont libérés par l'éthanol et il se forme l'acide éthanoïque selon a demi-équation électronique :

$$CH_3CH_2OH + H_2O \rightarrow CH_3COOH + 4 H^+ + 4 e^-$$

 CH_3CH_2OH est un réducteur, CH_3COOH est un oxydant et ils forment le couple redox CH_3COOH/CH_3CH_2OH . C'est une réaction d'oxydation.

- En somme, cette réaction est une réaction d'oxydoréduction et son équation-bilan s'écrit :

$$2 \times ($$
 $Cr_2O_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- \rightarrow 2 Cr^{3+} + 7 H_2O$)

$$\frac{3 \times (CH_3CH_2OH + H_2O \rightarrow CH_3COOH + 4 \text{ H}^+ + 4 e^-)}{2 \text{ Cr}_2O_7^{2^-} + 16 \text{ H}^+ + 3 CH_3CH_2OH \rightarrow 4 Cr^{3^+} + 11 \text{ H}_2O + 3 CH_3COOH}$$

$$\Rightarrow 2 \text{ Cr}_2O_7^{2^-} + 16 \text{ H}_3O^+ + 3 CH_3CH_2OH \rightarrow 4 Cr^{3^+} + 27 \text{ H}_2O + 3 CH_3COOH}$$


1.2.3. Conclusion

La réaction entre les ions $\operatorname{Cr}_2\operatorname{O}_7^{2-}$ et l'éthanol $\operatorname{CH}_3\operatorname{CH}_2\operatorname{OH}$ est une réaction d'oxydoréduction et son l'équation bilan :

$$2 \operatorname{Cr}_2 O_7^{2-} + 16 \operatorname{H}_3 O^+ + 3 \operatorname{CH}_3 \operatorname{CH}_2 O H \longrightarrow 4 \operatorname{Cr}^{3+} + 27 \operatorname{H}_2 O + 3 \operatorname{CH}_3 \operatorname{COOH}$$

Les potentiels normaux des couples sont $\operatorname{E}^{\circ}(\operatorname{Cr}_2 O_7^{2-} / \operatorname{Cr}^{3+}) = 1{,}33 \operatorname{V}$ et $\operatorname{E}^{\circ}(\operatorname{CH}_3 \operatorname{COOH} / \operatorname{CH}_3 \operatorname{CH}_2 \operatorname{OH}) = 0{,}04 \operatorname{V}$.

Cette réaction était donc prévisible selon la règle de gamma :



2. Prevision des reactions chimiques a partir des potentiels normaux

Soient deux couples redox Ox_1/Red_1 et Ox_2/Red_2 de potentiels normaux respectifs E_1^0 et E_2^0 . Si $E_1^0 > E_2^0$ alors Ox_1 oxyde le réducteur Red_2 et cette réaction peut être considérée comme totale lorsque $E_1^0 - E_2^0 \ge 0.3V$.

Activité d'application

On donne les couples redox I_2/I^- et $S_4O_6^{\ 2^-}/S_2O_3^{\ 2^-}$ de potentiels normaux respectifs $E^\circ(I_2/I^-) = 0.54 \text{ V}$ et $E^\circ(S_4O_6^{\ 2^-}/S_2O_3^{\ 2^-}) = 0.08 \text{ V}$. Prévois et écris l'équation-bilan de la réaction entre ces deux couples.

Solution

 $E^{\circ}(I_2/I^-) > E^{\circ}(S_4O_6^{\ 2^-}/S_2O_3^{\ 2^-})$: l'oxydant le plus fort est I_2 et le réducteur le plus fort est $S_2O_3^{\ 2^-}$ Il y a donc réaction entre ces deux espèces chimiques et l'équation-bilan est :

$$I_{2} + 2 e^{-} \rightarrow 2 I^{-}$$

$$2 S_{2} O_{3}^{2-} \rightarrow S_{4} O_{6}^{2-} + 2 e^{-}$$

$$I_{2} + 2 S_{2} O_{3}^{2-} \rightarrow 2 I^{-} + S_{4} O_{6}^{2-}$$

3. Dosage par oxydoreduction

3.1.Définition

Doser une espèce chimique en solution consiste à déterminer la concentration molaire de cette espèce dans la solution.


3.2.Principe

Pour effectuer un dosage colorimétrique :

- mettre dans un bécher un volume connu de la solution à doser et on y ajoute quelques gouttes d'un indicateur coloré;
- mettre dans la burette, la solution qui sert à doser, de concentration connue;
- faire tomber goutte à goutte la solution qui sert à doser dans celle à doser;

- arrêter le dosage lorsqu'on remarque un changement de couleur du milieu réactionnel : on dit que l'équivalence est atteinte.

3.3. Dosage de l'ion Fe²⁺ par l'ion MnO₄-



L'équation bilan de la réaction est : $5F_e^{2+} + MnO_4^{-} + 8H^{+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + F_e^{3+}$

A l'équivalence, on a l'apparition de la teinte violette persistante de la solution qui sert à doser.

Le bilan molaire permet d'écrire :

$$n (F_e^{2+}) = 5n(MnO_4^{-})$$
 $C_rV_r = 5C_oV_{oeq}$. Ce qui donne $C_r = \frac{5C_oV_{oeq}}{Vr}$

V_{oeq} est le volume de la solution acidifiée d'ion permanganate versé à l'équivalence.

Activité d'application

Des élèves veulent réaliser l'oxydation de l'éthanol en éthanal. Ils disposent des solution suivantes : éthanol – acide éthanoîque – permanganate de potassium – acide sulfurique - soude :

1/ Les solutions utilisées pour réaliser l'expérience sont :

- a) éthanol permanganate de potassium acide sulfurique ;
- b) ethanol soude permanganate de potassium;
- c) ethanom acide éthanoïque permanganate de potassium acide sulfurique.
- 2 / L'équation-bilan de la réaction chimique est :
 - a) $MnO^{4-} + CH_3CH_2OH + 6H^+ \rightarrow Mn^{2+} + CH_3CHO + H_2O$;
 - b) $2MnO^{4-} + 5CH_3CH_2OH + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5CH_3CHO + 8H_2O$;
 - c) $MnO^{4-} + CH_3CH_2OH \rightarrow Mn^{2+} + CH_3CHO$.

Recopie le numéro de la bonne réponse de chaque proposition.

Solution

Situation d'evaluation

Un professeur de physique-chimie demande à un groupe d'élèves de 1^{ère} C de réaliser en travaux pratiques, les expériences décrites ci-dessous en vue de doser une solution de dichromate de potassium.

Expérience 1

Dans un bécher, le groupe introduit un volume V=20 mL d'une solution de dichromate de potassium de concentration C. Il ajoute à cette solution un volume $V_1=20$ mL d'une solution d'iodure de potassium (K^++I^-) de concentration $C_1=0.4$ mol.L⁻¹.

Les ions iodures étant en excès, le contenu du bécher prend une couleur brun jaune.

Expérience 2

Le groupe ajoute à ce mélange, un volume V₂ = 10 mL d'une solution de thiosulfate de sodium $(2Na^{+} + S_2O_3^{2-})$ de concentration $C_2 = 0.2$ mol.L⁻¹. L'ensemble prend une teinte verte.

Tu es sollicité pour aider le groupe qui éprouve des difficultés.

- 1.1) Donne et nomme les différents couples oxydant-réducteurs intervenant dans ces deux expériences.
- 1.2) Justifie la couleur brun jaune prise par le contenu du bécher dans la première expérience.
- 2. Ecris pour la première expérience :
 - 2.1) les demi-équations électroniques ;
 - 2.2) l'équation bilan de la réaction.
- 3. Ecris pour l'expérience 2 :
 - 3.1) les demi-équations ;
 - 3.2) l'équation bilan de cette réaction.
- 4. Déduis de ces expériences, la valeur de la concentration C de la solution de dichromate de potassium

Solution

1-

1.1) Les différents couples

Expérience 1 :

I₂/I⁻ iode /ion iodure

Cr₂O₇²⁻ / Cr³⁺ ion dichromate/ion chrome

Expérience 2 :

I₂/I⁻ iode /ion iodure

Cr₂O₇²⁻ / Cr³⁺ ion dichromate/ion chrome III

 $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$ ion tetrathionate/ion thiosulfate

- 1.2) La présence du diiode en solution donne la couleur jaune
- 2.1) Demi-équation dans l'expérience 1

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

 $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$

2.2) Equation-bilan

$$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2^{-1}} + 6\text{I}^- + 14\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{I}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$$

- 3- Dans l'expérience 2
 - 3.1) Demi-équations

$$I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$$

$$I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$$

 $2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^-$

3.2) Equation-bilan
$$I_2 + 2 S_2 O_3^{2-} \rightarrow 2 I^- + S_4 O_6^{2-}$$

- 4- Concentration C du dichromate de potassium
 - Quantité de matière de I₂ présent dans l'expérience 2 :

•
$$I_2 + 2 S_2 O_3^{2-} \rightarrow 2 I^- + S_4 O_6^{2-}$$

$$n_{I_2} = \frac{n_{S_2 O_3^{2-}}}{2} = \frac{C_2 V_2}{2} = \frac{0.2 \times 10.10^{-3}}{2} = 10^{-3} mol$$
• Quantitió de metière de $Cr_2 O_2^{2-}$

• Quantitié de matière de Cr₂O₇²-

$$Cr_2O_7^{2-} + 6I^- + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O$$

$$n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}} = \frac{n_{\text{I}_2}}{3} = CV \implies C = \frac{n_{\text{I}_2}}{3 V} = \frac{10^{-3}}{3 \times 20.10^{-3}} = 0.017 \ mol. \ L^{-1}$$

III. EXERCICES

Exercice 1

Le diiode I₂ peut être oxydé en milieu acide, en acide iodique HIO₃.

- 1. Équilibre la demi- équation électronique correspondant à cette oxydation.
- 2. L'oxydation du diiode peut être réalisée en ajoutant un excès d'eau de chlore à une solution aqueuse de diiode. Le dichlore Cl_2 est alors réduit en ions Cl^- . Ecris l'équation- bilan de la réaction.

Solution

1. Démi-équation correspondant à cette oxydation

$$I_2$$
 + 6 H_2O \longrightarrow 2 HIO_3 + 10 H^+ + 10 e^-

2. Equation-bilan de la réaction

$$\begin{array}{cccc} \text{Cl}_2 + 2 \, \text{e} & \longrightarrow & 2 \, \text{Cl}_2 \\ 2 \, \text{l}^- & \longrightarrow & \text{l}_2 + 2 \, \text{e}^- \\ \hline \text{Cl}_2 + 2 \, \text{l}^- & \longrightarrow & 2 \, \text{Cl}_2 + \text{l}_2 \end{array}$$

Exercice 2

1. Complète la demi- équation électronique de l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque en ne faisant intervenir, si nécessaire, que les espèces H₂O et H⁺ pour l'équilibrer.

$$CH_3$$
- CH_2 - OH + \rightarrow CH_3 - $COOH$ +

- 2. Cette oxydation est facile à réaliser en chauffant modérément des ions dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ avec de l'éthanol en milieu acide ; en fin de réaction, l'élément chrome est à l'état d'ions Cr^{3+} .
 - 2.1) Écris la demi- équation électronique du couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ en milieu acide.
 - 2.2) Écris l'équation-bilan de la réaction entre l'éthanol et les ions $Cr_2O_7^{2-}$.

Solution

2.

1. $CH_3-CH_2-OH + H_2O \rightarrow CH_3-COOH + 4 H+ 4 e-$

2.1) Démi-équation électronique du couple $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+} $Cr_2O_7^{2-}$ + 14 H⁺ + 6 e⁻ \rightarrow Cr^{3+} + 7 H₂O

2.2) Equation-bilan de la réaction

Exercice 3

Le dichromate de potassium oxyde les ions iodure en diiode. Tu verses 10 mL d'une solution de dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ à 10^{-2} mol. L^{-1} dans 20 mL de solution d'iodure de potassium KI à $0,1 \text{ mol. } L^{-1}$ en milieu acide.

- 1. Écris les demi- équations électroniques et l'équation- bilan.
- 2. Calcule la concentration en diiode I₂ et en ions Cr³⁺ en fin de réaction.

Solution

1. Démi-équations électroniques et équation-bilan

$$Cr_2O_7^{2-} + 14 H^+ + 6 e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7 H_2O$$

 $2 I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$

2. Equation-bilan de la réaction

$$Cr_2O_7^{2-} + 6I^- + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O$$

3. D'après l'équation-bilan nous avons

$$n(Cr_{2}O_{7}^{2-}) = \frac{n(I^{-})}{6} = \frac{n(I_{2})}{3} = \frac{n(Cr^{3+})}{2}$$

$$\Rightarrow [Cr^{3+}] = \frac{2n(Cr_{2}O_{7}^{2-})}{V_{1} + V_{2}} = \frac{2C_{1}V_{1}}{V_{1} + V_{2}} = \frac{2 \times 10^{-2} \times 10}{10 + 20} = 6,67. \ 10^{-3} mol. L^{-1}$$

$$[I_{2}] = \frac{3n(Cr_{2}O_{7}^{2-})}{V_{1} + V_{2}} = \frac{3C_{1}V_{1}}{V_{1} + V_{2}} = \frac{3 \times 10^{-2} \times 10}{10 + 20} = 0,01 mol. L^{-1}$$

Exercice 4

Pour tester tes connaissances en chimie, tu décides de déterminer la variation de la masse de fer métallique dans une solution aqueuse lors de son oxydation. Pour ce faire, tu dissous 10 g de sulfate de fer III (Fe₂(SO₄)₃ dans un volume V = 100 mL d'eau. Dans cette solution aqueuse notée A, tu verse de la limaille de fer en excès.

Données:

Masses molaires en g/mol: O: 16; S: 32; Fe: 56;

Potentiels normaux standards: $E^{\circ}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.77 \text{ V}$; $E^{\circ}(Fe^{2+}/Fe) = -0.44 \text{ V}$

1)

- 1.1 Ecris l'équation de dissolution du sulfate de fer III dans leau.
- 1.2 Calcule la concentration en ions Fe³⁺ et SO₄²⁻ de la solution.

2)

- 3.1. Montre que le fer est oxydé.
- 3.2. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
- 3) Détermine la variation de la masse de fer métallique lorsque tous les ions Fe³⁺ ont été réduits.
- 4) Calcule la concentration en ions Fe²⁺.

Solution

1.

1.
1.1 Fe₂(SO₄)₃
$$\rightarrow$$
 2 Fe³⁺ + 3 SO₄²⁻
1.2 $n_A = \frac{n(Fe^{3+})}{2} = \frac{n(SO_4^{2-})}{3}$
 $\Rightarrow n(Fe^{3+}) = 2 n_A \text{ et } n(SO_4^{2-}) = 3 n_A$
 $\Rightarrow [Fe^{3+}] = \frac{2 m_A}{V M_A} = \frac{2 \times 10}{0.1 \times (56 \times 2 + 32 \times 3 + 16 \times 4 \times 3)} = 0.5 \text{mol. } L^{-1}$
 $[SO_4^{2-}] = \frac{3 m_A}{V M_A} = \frac{3 \times 10}{0.1 \times 400} = 0.75 \text{ mol. } L^{-1}$

2.1) $E^{\circ}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) > E^{\circ}(Fe^{2+}/Fe)$, Fe est donc le réducteur le plus fort.

Par conséquent, le fer est oxydé.

2.3)
$$(Fe^{3+} + e^{-} \rightarrow Fe^{2+}) \times 2$$

 $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2 e^{-}$
 $2 Fe^{3+} + Fe \rightarrow 3 Fe^{2+}$

3. La variation de masse du fer est égale à la masse de fer transformée en ions

$$n_{Fe} = \frac{n_{Fe^{3+}}}{2} = \frac{m_{Fe}}{M_{Fe}} \implies m_{Fe} = \frac{n_{Fe^{3+}}}{2} \times M_{Fe} = \frac{0.5}{2} \times 56 = 14 \ g$$

4. Calculons la concentration des ions Fe²⁺ dans la solution

$$\frac{n_{Fe^{3+}}}{2} = \frac{n_{Fe^{2+}}}{3} \Longrightarrow [Fe^{2+}] = \frac{n_{Fe^{2+}}}{V} = \frac{3}{2} \frac{n_{Fe^{3+}}}{V} = \frac{3}{2} [Fe^{3+}] = \frac{3}{2} \times 0.5 = 0.75 \ mol. L^{-1}$$

Exercice 5

Au cours d'une séance de travaux pratiques de chimie, tu es désigné pour doser des ions Fe^{2+} par une solution de permanganate de potassium afin de connaître la concentration molaire volumique inconnue de la solution de Fe^{2+} .

Cette solution de permanganate a été obtenue par dissolution de m=0.2g de permanganate de potassium solide dans 100~mL d'eau distillée . Pour obtenir l'équivalence , tu as versé 12~mL de solutions d'ions fer II, 16.5~mL de la solution de permanganate de potassium .

On donne : $M(KMnO_4) = 158 g/mol$.

- 1. Donne les couples oxydant / réducteur présents dans la solution au cours du dosage.
- 2. Ecris les demi-équations et l'équation –bilan de la réaction chimique.
- 3. Détermine:
 - 3.1 la concentration molaire volumique de la solution de permanganate de potassium;
 - 3.2 la concentration molaire volumique de la solution de la solution d'ions fer II.

Solution

- 1. MnO^{4-}/Mn^{2+} et Fe^{3+}/Fe^{2+}
- 2. Demi-équations et équation-bilan

3.1 La concentration molaire de la solution de permanganate de potassium

$$C = \frac{n}{V}$$
 or $n = \frac{m}{M}$ donc $C = \frac{m}{MV} = \frac{0.2}{0.1 \times 158} = 0.0126$ mol/L

3.2 La concentration molaire volumique de la solution d'ions fer II

$$n(MnO_4) = \frac{nFe^{2+}}{5} \quad d'où \quad 5C_{ox}V_{ox} = n \quad C_{red}V_{red}$$
Donc $C_{red} = \frac{5Cox.Vox}{Vred} = \frac{5\times0,0126\times16,5}{12} = 0,087 \text{ mol/L}$

IV. **DOCUMENTATION**

Le fer dans les eaux souterraines

Les eaux souterraines sont des réserves importantes d'eau potable.

Par l'exploitation du sol par l'homme, les eaux souterraines peuvent connaître une concentration en métaux assez variable.

En fonction de leur concentration, les éléments métalliques peuvent être essentiels ou toxiques pour l'homme.

Il est donc important de déterminer régulièrement la quantité en éléments métalliques dans ces eaux.

L'essentiel sur les titrages colorimétriques

Le but d'un titrage est de déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique, dite titrée, à l'aide d'une réaction chimique mettant en jeu comme réactif une espèce chimique dont on

connaît la concentration, l'espèce chimique titrante.

La réaction chimique support d'un titrage, doit être totale, rapide et spécifique de l'espèce titrée. Lors d'un titrage, l'équivalence est l'état du système pour lequel les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques.

Au cours d'un titrage colorimétrique cette équivalence est repérée par un changement de couleur.